

Meerwasser Nasenspray / Spray nasale all'acqua marina / Spray nasal à l'eau de mer / Zeewaterneusspray

DE Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung

Bitte sorgfältig lesen!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchs-anweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinpro-duktes beachten müssen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke.

Zweckbestimmung:

Das Meerwasser Nasenspray dient zur physikalischen Reinigung und Befuch- tung der empfindlichen, trockenen Nasen- schleimhäute.

Zusammensetzung:

Was ist in Meerwasser Nasenspray Redcare enthalten?
1ml Lösung enthält: 1ml isotonische Meer- salzlösung entsprechend einer 0,9%-igen Natriumchloridlösung.

Hinweis: Ohne Konservierungsmittel.

Darreichungsform und Inhalt:

Das Meerwasser Nasenspray Redcare und wofür wird es angewendet?
Dosierspray mit 20ml Lösung zum Einprüh- en in die Nase und Sprühen der Nase.

Anwendungsgebiete:

Wann wird Meerwasser Nasenspray Redcare angewendet?
Meerwasser Nasenspray wird ange- wendet:

- ▼ Zur Befuchung der Nasenschleimhaut bei trockener Luft sowie in geheizten und klimatisierten Räumen. Meerwasser Nasenspray Redcare beugt der so ge- nannten „Trockenen Nase“ vor.

- ▼ Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und Hausstaub. Die Nase kann wieder atmen und das Reinigen der Nase z.B. durch Schüßeln wird erleichtert.

- ▼ Zur unterstützenden Behandlung von Schnupfen und Heuschupfen.

- ▼ Zur Lösung von Verkrustungen

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie Meerwasser Nasen- spray Redcare nicht anwenden?

Meerwasser Nasenspray darf nicht an- gewendet werden, wenn Sie allergisch/ überempfindlich gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandte- ile dieses Medizinproduktes sind.

Darf Meerwasser Nasenspray Redcare in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Es besteht bei bestimmungsgemäßen Gebrauch kein Hinweis auf ein besonde- res Risiko während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Nach Nasenoperationen oder Unfällen sollte vor der Anwendung der Rat ärztlicher Fachpersonals eingeholt werden.

Vor der ersten Benutzung die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und das Spraysystem mehrmals betätigen.

Bei Austritt eines gleichmäßigen Sprühne- bels ist das Produkt einsatzbereit.

Die Flasche bei Benutzung möglichst senk- recht halten.

Trotz des speziellen Spraysystems mit ein- gebautem Filter empfehlen wir aus hygie- nischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen.

Nach der Anwendung empfiehlt es sich da- her auch, den Nasenadapter abzuwischen und trocken zu halten.

Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis. Um eine einwandfreie Qualität des Produk- tes und die Funktion des Applikationssy- stems über die Anwendungsdauer zu ge- währleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge be- rücksichtigt.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jah- ren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

IT Dispositivo medico

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente!

Leggere attentamente le seguenti istru- zioni per l'uso perché contengono infor- mazioni importanti sugli aspetti di cui oc- corre tenere conto durante l'uso di questo dispositivo medico. In merito a rischi ed effetti collaterali leggere le istruzioni per l'uso e rivolgersi al medico o al farmacista.

Destinazione d'uso:

Lo spray nasale all'acqua marina è uti- lizzato per la pulizia fisiologica e l'idra- tazione della mucosa nasale secca e sensibile.

Composizione:

Contiene lo spray nasale all'ac- qua marina Redcare?

1ml di soluzione contiene: 1ml di solu- zione isotonica di sale marino corrispon- dente a una soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%.

Nota: Senza conservanti.

Forma farmaceutica e contenuto:

Che cos'è lo spray nasale all'acqua ma- rina Redcare e a che cosa serve?

Dosatore spray con 20ml di soluzione da spruzzare nel naso per la pulizia del naso.

Ambiti d'uso:

Quando viene usato lo spray nasale all'acqua marina Redcare?

Lo spray nasale all'acqua marina viene usato:

- ▼ Per idratare la mucosa nasale in caso di aria secca e ambienti riscaldati e climatizzati. Lo spray nasale all'acqua marina Redcare previene il cosiddetto "naso secco".

- ▼ Per la pulizia della mucosa nasale in caso di esposizione prolungata ai polli- ni e alla polvere domestica. Libera il naso e ne facilita la detersione, ad es. soffiando il naso.

- ▼ Per il trattamento di supporto della rinite e del raffreddore da fieno.

- ▼ Aiuta a sciogliere le incrostazioni.

Controindicazioni:

Quando non si deve usare lo spray na- sale all'acqua marina Redcare?

Lo spray nasale all'acqua marina Redcare non deve essere usato in caso di allergia/ ipersensibilità ad uno dei componenti del dispositivo medico elencati alla voce "Composizione".

Si può usare lo spray nasale all'acqua marina Redcare durante la gravidanza e l'allattamento?

Nell'uso conforme allo scopo previsto non sono stati segnalati rischi particolari durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni e avvertenze speciali:

In caso di uso conforme alla destinazio- ne d'uso non sono necessarie precauzio- ni speciali.

Per applicazioni in seguito a interventi al naso o lesioni è necessario richiedere il consiglio di personale medico specializ- zato prima dell'uso.

Prima del primo utilizzo, tenere il flacone con l'apertura rivolta verso l'alto e aziona- re più volte il sistema di spruzzo. Quando finisce l'uso, il sistema di nebulizzazione uniforme, il prodotto è pronto per l'uso. Se possibile, tenere il flacone in posizione verticale durante l'uso. Nonostante lo speciale si- stema spray con filtro incorporato, si rac- comanda per motivi igienici e per evitare infezioni che ogni persona venga utilizza- to da una sola persona. Si raccomanda quindi anche di pulire l'adattatore per il naso dopo l'uso e di mantenerlo asciutto.

Rimettere il tappo sul contenitore dopo l'uso. Per garantire una qualità ineccep- bile del prodotto e il funzionamento del sistema di applicazione per tutta la durata dell'utilizzo, non manipolare il fla- cone spray.

L'eventuale quantità residua è dovuta a motivi tecnici e viene presa in considera- zione nella quantità di riempimento.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni, l'assunzione deve avvenire solo sotto la supervisione di un adulto.

Interazioni con altri sostanze:

Non sono note interazioni.

FR Dispositif médical

Notice d'utilisation

A lire attentivement !

Veuillez lire attentivement la notice d'uti- lisation qui suit ; elle contient des infor- mations importantes sur les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce dispositif médical. Pour connaître les risques et les effets secondaires, lisez la notice d'utili- sation et demandez conseil à votre mé- decin ou à votre pharmacien.

Destination :

Le Spray nasal à l'eau de mer sert à net- toyer et à humidifier la muqueuse nasale sensible et sèche.

Composition :

Contient le spray nasal à l'eau de mer Redcare ?

1ml de solution contient : 1ml de solution isotonique de sel de mer correspondant à une solution de chlorure de sodium à 0,9%.

Remarque : Sans conservateur.

Forme pharmaceutique et contenu :

Qu'est-ce que le Spray nasal à l'eau de mer et dans quel cas doit-il être utilisé ?

Le spray-doseur contenant 20ml de solu- tion à vaporiser dans le nez pour le rincer.

Indications :

Quand le Spray nasal à l'eau de mer Redcare doit-il être utilisé ?

Le Spray nasal à l'eau de mer est utilisé :

- ▼ Pour humidifier la muqueuse nasale lorsque fait est sec ainsi que dans les locaux chauffés et climatisés. Le Spray nasal à l'eau de mer Redcare prévient la « sécheresse nasale ».

- ▼ Pour nettoyer la muqueuse nasale en cas d'exposition accrue au pollen et à la poussière domestique. Le nez est dégage, il se nettoie, p. ex. se mouche plus facilement.

- ▼ Pour le traitement de soutien du rhume et du rhume des foies.

- ▼ Pour ramollir les croûtes.

Contre-indications :
Quand le Spray nasal à l'eau de mer Redcare ne doit-il pas être utilisé ?

Le Spray nasal à l'eau de mer Redcare ne doit pas être utilisé si vous êtes aller- gique/hypersensible à l'un des compo- sants de ce dispositif médical indiqués à la rubrique « Composition ».

Le Spray nasal à l'eau de mer Redcare peut-il être utilisé pendant la grosse- sse ou l'allaitement ?

Il n'y a aucune indication d'un risque particulier pendant la grossesse et l'allai- tement si le produit est utilisé conformé- ment à sa destination.

Précautions et remarques spéciales :
Aucune précaution particulière n'est né- cessaire si le produit est utilisé conformé- ment à sa destination.

Après une opération du nez ou un acci- dent, il convient de demander l'avis d'un professionnel de la santé avant toute utilisation.

Avant la première utilisation, tenir le flacon avec l'ouverture vers le haut et actionner plusieurs fois le système de pulvérisation. Le produit est prêt à être utilisé.

Après utilisation, il est également recommandé d'essuyer l'adaptateur na- sal et de le garder au sec. Après utiliza- tion, remettre le capuchon sur le flacon.

Afin de garantir une qualité irréprocha- ble du produit et le bon fonctionnement du système d'application pendant toute la durée d'utilisation, aucune manipulation ne doit être effectuée sur le flacon pul- vérisateur.

Une quantité résiduelle éventuelle est attribuable à des raisons techniques et est prise en compte dans la quantité de remplissage.

L'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans doit avoir lieu uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Interactions avec d'autres produits :

Aucune interaction n'est connue.

NL Medisch hulpmiddel

Gebruiksaanwijzing

Aandachtig doorlezen alstublieft!

Lees de volgende gebruiksaanwijzing alstublieft aandachtig door, omdat hij belangrijke informatie bevat over waar u op moet letten als u dit medische hulp- middel gebruikt. Lees voor risico's en bijwerkingen de gebruiksaanwijzing en raadpleeg uw arts of apotheker.

Beoogd doeleind:

De zeewaterneusspray Redcare dient voor het fysiek reinigen en bevochtigen van een gevoelig, droog neusslijmvlies.

Samenstelling:

Wat bevat de zeewaterneusspray Redcare aan bestanddelen?

1ml oplossing bevat: 1ml isotonische zeezout- oplossing, overeenkomend met 0,9% natriumchlorideoplossing.

Verwijzing: Zonder conserveermiddel
Toedieningsvorm en inhoud:

Wat is de zeewaterneusspray Redcare en waarvoor wordt deze gebruikt?

Doseerspray met 20ml oplossing om in de neus te spuiten en de neus te spoelen.

Toepassingen:

Wanneer wordt de zeewaterneusspray Redcare gebruikt?

Zeewaterneusspray wordt gebruikt:

- ▼ Voor het bevochtigen van het neusslijmvlies bij droge lucht en in ruimtes met verwarming of airconditioning.

- ▼ Zeewaterneusspray Redcare voorkomt een zogenaamd „droge neus“.

- ▼ Voor het reinigen van het neusslijmvlies bij een door stof of pollen ge- irriteerde neus. De neus kan weer ademen en het reinigen van de neus door bijv. snuiten wordt gemakkelijker.

- ▼ Voor een ondersteunende behande- ling bij verkoudehoof en hoorkorsten.

- ▼ Voor het oplossen van korstjes

Contra-indicaties:

Wanneer mag u de zeewaterneusspray Redcare niet gebruiken?

U mag de zeewaterneusspray niet ge- bruiken als u allergisch/overgevoelig bent voor een van de onder „Samen- stelling“ vermelde bestanddelen van dit medische hulpmiddel.

Mag de zeewaterneusspray Redcare tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt?

Bij gebruik zoals beoogd zijn er geen verwijzingen voor speciale risico's tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Voorzorgsmaatregelen en bijzondere verwijzingen:

Bij gebruik zoals beoogd zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Raadpleeg bij gebruik na een neurosper- tie of ongevallen eerst een arts.

Houd voor het eerste gebruik het flesje- ke met de opening naar boven en druk meerdere keren op het spraysysteem.

Zodra er een gelijkmatige nevel uit het flesje komt, is het product gereed voor gebruik. Houd het flesje bij gebruik zo verticaal mogelijk. Ondanks het speciale spraysysteem met ingebouwd filter ra- den we, om hygiënische redenen en om het voorkomen van infecties, aan om elke dooseenheid slechts door een per- soon te laten gebruiken. Na het gebruik is het ook zeer aan te bevelen om de neusadapter schoon te ve- gen en droog te houden. Doe na het gebruik de dop weer op het flesje. Om een probleemlo- ze kwaliteit van het product en werking van het toedieningssysteem tijdens de gebruiksdruk te garanderen, mag er niet met het sprayflesje worden geknoeid.

Om technische redenen blijft er een kleine hoeveelheid achter in het flesje. Hier is rekening mee gehouden bij de uitvoelhoeveelheid.

Gebruik bij kinderen onder de 12 jaar al- leen onder toezicht van een volwassene.

Wisselwerkingen met andere midde- len:

Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:
Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Meerwasser Nasenspray Redcare anwenden?

Bei Kindern ab 2 bis 6 Jahren jeweils einen Sprühdosis anwenden.
Bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren 1 – 2 Sprühdosen anwenden.
Bis zu 10 mal täglich, nach Bedarf in jedes Nasenloch einatmen & dabei leicht durch die Nase einatmen (0,14 ml je Sprühdosis).
Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen Schnupfenspray sollten Sie Meerwasser Nasenspray eine Stunde vorher anwenden.

Wie lange sollten Sie Meerwasser Nasenspray Redcare anwenden?

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie ärztliches Fachpersonal aufsuchen.
Bei Bedarf kann Meerwasser Nasenspray bis zum Abklingen der Beschwerden (maximal 30 Tage ohne Unterbrechung) angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Meerwasser Nasenspray angewendet haben, was Sie sollten?

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Leichtes Brennen in der Nase kann nicht ausgeschlossen werden. In einzelnen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von Meerwasser Nasenspray kommen. Beim Auftreten von Nebenwirkungen, insbesondere bei allergischen Reaktionen, ist die Anwendung des Medizinproduktes zu beenden und ein Arzt aufzusuchen. Die Quantifizierung der Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen / Schweregraden Vorkommnissen:

Wenn Sie Nebenwirkungen oder eine im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt stehende Verschlechterung des Gesundheitszustands bemerken, wenden Sie sich an die unter „Hersteller“ angegebene Adresse. Schweregraden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der/die Anwender/in und/oder Patient/in niedergelassen ist, zu melden.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen / Schweregraden Vorkommnisse, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:
Meerwasser Nasenspray darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Falttschachtel mit „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwenden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Zur **Meldung von Nebenwirkungen und Feedback** können Sie folgenden QR Code scannen.



Alternativ können Sie dieses auch unter <https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen> erreichen.

Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C aufbewahren.

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestr. 6
52457 Aldenhoven
Germany

Vertrieb:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Niederlande

Swiss AR Services AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

Stand der Information: Juli 2024

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari:
Non sono necessarie precauzioni speciali.

Istruzioni posologiche, modo e durata dell'utilizzo:

Con quale frequenza e in quale quantità va usato lo spray nasale all'acqua marina Redcare?

Per i bambini dai 2 ai 6 anni applicare un solo spruzzo per narice.

Per gli adulti e i bambini a partire dai 6 anni, applicare 1 – 2 spruzzi.

Secondo necessità, applicare fino a 10 volte al giorno in ciascuna narice inspirando delicatamente con il naso (0,14 ml per spruzzo).

In caso di uso concomitante con altri prodotti nasali per il raffreddore, far passare un'ora dall'applicazione dello spray nasale all'acqua marina Redcare.

Per quanto tempo si può usare lo spray nasale all'acqua marina Redcare?

Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 7 giorni, è necessario consultare personale medico specializzato.

Se necessario, si può utilizzare lo spray nasale all'acqua marina Redcare fino a quando i sintomi non si attenuano (per un massimo di 30 giorni ininterrottamente).

In caso di utilizzo di una quantità di spray nasale all'acqua marina Redcare superiore a quella raccomandata:

Non sono noti fenomeni di intossicazione e sovradosaggio.

Quali sono i possibili effetti collaterali?

Non si può escludere una leggera sensazione di bruciore nel naso.

In singoli casi può verificarsi un'intolleranza agli ingredienti dello spray nasale all'acqua marina Redcare.

Sulla base dei dati disponibili non è possibile stimare la frequenza dell'insorgere di tali fenomeni.

Notifica di effetti collaterali/incidenti gravi:

Se si notano effetti collaterali o un peggioramento dello stato di salute legati al dispositivo medico, si prega di contattare l'indirizzo indicato alla voce "Fabricant/te". Eventuali incidenti gravi devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito. Ciò vale anche per effetti collaterali/incidenti gravi non segnalati nel presente foglietto illustrativo.

La notifica di effetti collaterali permette di disporre di maggiori informazioni sulla sicurezza di questo dispositivo medico.

Avvertenze e indicazioni relative alla durabilità del dispositivo medico:

Lo spray nasale all'acqua marina può essere usato solo fino alla data indicata sull'etichetta e sulla scatola pieghevole con "a consumarsi entro".

Non utilizzare per più di 6 settimane dopo l'apertura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Per segnalare effetti collaterali e inviare feedback, è possibile scansionare il codice QR seguente.

In alternativa è possibile anche utilizzare la pagina web <https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen>.

Non conservare a temperature superiori a 25 °C o inferiori a 5 °C.

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestr. 6
52457 Aldenhoven
Germany

Distribuzione:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Paeis Bassi

Swiss AR Services AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

Informazioni aggiornate a: luglio 2024

Aptitude à conduire ou à utiliser des machines:

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Instructions de dosage, mode d'administration et durée d'utilisation :

À quelle fréquence et en quelle quantité devez-vous utiliser le Spray nasal à l'eau de mer Redcare ?

Chez les enfants de 2 à 6 ans, appliquer une pulvérisation par narine.

Chez les adultes et les enfants dès 6 ans, appliquer 1 ou 2 pulvérisations par narine.

Selon les besoins, appliquer jusqu'à 10 pulvérisations par jour et par narine en inspirant légèrement par le nez (0,14 ml par pulvérisation). En cas de traitement simultané avec un autre spray nasal, il convient d'utiliser le Spray nasal à l'eau de mer Redcare une heure avant.

Pendant combien de temps devez-vous utiliser le Spray nasal à l'eau de mer Redcare ?

Si vos symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas au bout de 7 jours, consultez un professionnel de la santé.

Si nécessaire, le Spray nasal à l'eau de mer Redcare peut être utilisé jusqu'à la disparition des symptômes (maximum de 30 jours sans interruption).

Si vous avez utilisé une quantité plus importante de Spray nasal à l'eau de mer Redcare que vous n'auriez dû :

Aucun cas d'intoxication ou de surdosage n'a été rapporté.

Quels sont les effets secondaires possibles ?

Une légère sensation de brûlure dans le nez ne peut pas être exclue. Dans certains cas, il peut y avoir une intolérance aux composants du Spray nasal à l'eau de mer. La quantification de la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles.

Déclaration des effets secondaires/incidents graves :

Si vous constatez des effets secondaires ou une détérioration de votre état de santé en rapport avec le dispositif médical, veuillez vous adresser à l'adresse indiquée à la rubrique « Fabricant ». Les incidents graves doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis. Cela s'applique également aux effets secondaires/incidents graves qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. En signalant les effets secondaires, vous pouvez contribuer à ce que davantage d'informations sur la sécurité de ce dispositif médical soient mises à disposition.

Remarques et informations sur la durabilité du dispositif médical :

Le Spray nasal à l'eau de mer ne doit pas être utilisé après la date indiquée sur l'étiquette et la boîte pliante après la mention « Date de péremption ».

Ne pas utiliser plus de 6 semaines après ouverture.

Conservier hors de portée des enfants !

Pour signaler des effets secondaires et donner votre avis, vous pouvez scanner le code QR suivant.

Vous pouvez également contacter le fabricant à l'adresse <https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen>.

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C ou inférieure à 5 °C.

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestr. 6
52457 Aldenhoven
Germany

Distribution:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Pays-Bas

Swiss AR Services AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

Version de l'information : juillet 2024

Vermogen tot deelname aan het verkeer en het bedienen van machines:

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Doseerinstructions, wijze van toepassing en duur van het gebruik:

Hoe vaak en in welke hoeveelheid moet u de zeewaterneusspray Redcare gebruiken?

Bij kinderen tussen 2 en 6 jaar steeds een keer sprayen.

Bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar 1 – 2 keer sprayen.

Maximaal 10 keer per dag, naar behoefte in elk neusgat spuiten en daarbij zachtjes inademen door de neus (0,14 ml per verstuiting).

Bij gelijktijdige behandeling met een andere neusspray moet u de zeewaterneusspray een uur van tevoren gebruiken.

Hoe lang moet u de zeewaterneusspray Redcare gebruiken?

Als uw klachten erger worden of als er na 7 dagen geen verbetering optreedt, dient u een arts te raadplegen.

De zeewaterneusspray kan worden gebruikt totdat de klachten verdwenen zijn (maximaal 30 dagen zonder onderbreking).

Als u een grotere hoeveelheid zeewaterneusspray Redcare heeft gebruikt dan de bedoeling is:

Vergiftigingen en overdosingsverschijnselen zijn niet bekend.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Een licht branderig gevoel in de neus kan niet worden uitgesloten.

In uitzonderlijke gevallen kan er een intolerantie voor de bestanddelen van de zeewaterneusspray optreden.

Hoe vaak dit voorkomt is op basis van de beschikbare gegevens niet in te schatten.

Melding van bijwerkingen/ernstige incidenten:

Als u bijwerkingen heeft of te maken heeft met een verslechtering van uw gezondheidstoestand als gevolg van het medische hulpmiddel, neem dan contact op via het adres dat aangegeven staat onder "Fabrikant". Meld ernstige gevallen bij de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. Dit geldt ook voor bijwerkingen/ernstige incidenten die niet in deze bijsluiter vermeld staan.

Door bijwerkingen te melden kunt u ertoe bijdragen dat er meer informatie over de veiligheid van dit medische hulpmiddel beschikbaar komt.

Aanwijzingen en informatie over de houdbaarheid van het medische hulpmiddel:

Zeewaterneusspray mag slechts tot de datum op het etiket en het doosje met "Uiterste gebruiksdatum" aangegeven datum gebruikt worden.

Na eerste opening niet langer dan 6 weken gebruiken.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Voor het melden van bijwerkingen en feedback kunt u de volgende QR-code scannen.

U kunt dit ook doen via <https://pharma-aldenhoven.de/nebenwirkungen>.

Niet boven 25 °C en niet onder 5 °C bewaren.

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG
Industriestr. 6
52457 Aldenhoven
Germany

Distributie:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11/13
5975 WD Sevenum
Nederland

Swiss AR Services AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

Verseie van de informatie: juli 2024

