

## BeeSana® Mullkompreße BeeSana® Mullkompreße RöKo BeeSana® Mullschlitzkompreße

Unsere klassische Mullkompreße mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit und ohne Röntgenkontrastmittel / Our standard swab with selvedge cut edges, with and without X-ray contrast



### Formate / Range of variants\*

Fadenzahl / Number of threads	Größen / Sizes (gefaltet / folded)	Lagenzahl / Number of plies
17-fädig / 17 threads 20-fädig / 20 threads	5 x 5 cm	8-fach / 8-ply 12-fach / 12-ply 16-fach / 16-ply 32-fach / 32-ply 64-fach / 64-ply
	7,5 x 7,5 cm	
	10 x 10 cm	
	10 x 13 cm	
	10 x 20 cm	
	12,5 x 20 cm	
20 x 20 cm		

\* Aufstellung aller Größen + REFs in der jeweils zugehörigen Produktübersicht im Produktkatalog. / See list of all sizes and product codes in the corresponding product overview in product catalogue.

### Allgemeine Informationen / General information

#### Materialzusammensetzung / Material composition

100 % Baumwolle. Röntgenkontrastmittel: Bariumsulfat (BaSO<sub>4</sub>) / 100 % cotton. X-ray contrast imagent: Barium sulfate (BaSO<sub>4</sub>).

#### Anwendungshinweise / Application notes

**Generell:** Zur Blutstillung und Wundversorgung. Für den Einmalgebrauch. Nicht benutzen, wenn Primärverpackung bei erstmaliger Anwendung beschädigt und / oder geöffnet ist. Mullkompreße ohne RöKo: Nicht-invasives Verbandmittel zur vorübergehenden Anwendung. Mullkompreße RöKo: Zur chirurgisch-invasiven Anwendung im OP-Bereich. / **In General:** For staunching bleeding and wound care. For single use only. Do not use if primary packaging is damaged or opened on first-time application. Gauze swab without X-ray: Non-invasive wound dressing for transient use. Gauze swab X-ray: For invasive surgical interventions.

#### Sterilisationsmethode / Sterilization method

Sterile Mullkompreßen: in der Endverpackung sterilisiert mit Ethylenoxid (EO). / Sterile gauze swabs: Sterilized in final packaging with ethylene oxide (EO).

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place.

#### Prüfnormen / Testing standards

DIN EN 14079

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC:  
-BeeSana® Mullkompreße / Mullschlitzkompreße unsteril / non-sterile: MP der Klasse I / MD of class I;  
-BeeSana® Mullkompreße / Mullschlitzkompreße steril / sterile: MP der Klasse Is / MD of class Is  
-BeeSana® Mullkompreße RöKo: MP der Klasse IIa / MD of class IIa

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).